


Моноклональное Антитело Кролика К AP2B1 Для Wb И Elisa — P63010

Артикул: CM0007354



введение

Моноклональное антитело кролика к AP2B1, валидированное для WB и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Нацелено на бета-субъединицу клатринового адаптерного комплекса AP-2, участвующего в эндоцитозе. Идеально подходит для исследований в области везикулярного транспорта и нейронауки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к AP2B1
Примечания/синонимы	AP2B1, ADTB2, AP105B, AP2-BETA, CLAPB1, бета-субъединица комплекса AP-2
Вид	Человек
ID гена	163
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий аминокислоты 752-951 человеческого AP2B1 (NP_001025177.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P63010
Молекулярная масса белка	98 кДа/104 кДа/105 кДа
Условия транспортировки	Хладагент