


Кроличыи Поликлональные Антитела К Ap2B1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P63010

Артикул: CM0022064



введение

Кроличыи поликлональные антитела к AP2B1, валидированные для методов WB, IHC-P, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Мишенью является бета-субъединица комплекса AP-2, участвующая в клатрин-зависимом эндоцитозе. Идеально подходят для нейробиологических исследований и изучения мембранного транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к AP2B1
Примечания/Синонимы	ADTB2; AP105B; CLAPB1; AP2-BETA; AP2B1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	163
GeneID	163
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 752-951 AP2B1 человека (NP_001025177.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P63010
Молекулярная масса белка	105 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом