

AP3B1 Кроличье Поликлональное Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх-П, Ифа - O00203

Артикул: CM0027171



введение

AP3B1 кроличье поликлональное антитело, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), ИГХ-П и ИФА. Распознает AP-3 комплекс субъединицу бета-1 (O00203) человека, мыши и крысы. Идеально для изучения лизосомальной сортировки белков и связанных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AP3B1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	PE; HPS; HPS2; ADTB3; ADTB3A; AP3B1
Вид	Человек
GeneID (человек)	8546
GeneID	8546
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 895-1094 белка AP3B1 человека (NP_003655.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O00203
Молекулярная масса белка	121 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом