

Моноклональное Антитело APC Anti-Cd141/Тромбомодулин Для Проточной Цитометрии - P07204

Артикул: CM0005395

введение

Конъюгированное с APC кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CD141/Тромбомодулина, валидированное для проточной цитометрии. Иммуноген охватывает внеклеточный домен (а.о. 19-515). Подходит для исследований эндотелиальных клеток и свертывания крови.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC Кроличье анти-человеческое CD141/Тромбомодулин mAb
Примечания/Псевдоним	TM; THRM; AHUS6; BDCA3; CD141; BDCA-3; THPN12
Вид	Человек
GeneID (человек)	7056
GeneID	7056
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-515 человеческого CD141/Тромбомодулина (NP_000352.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P07204
Молекулярный вес белка	60кДа
Доставка	Ледяной пакет