

Арс Анти-Cd158A/Kir2DL1 Моноклональное Антитело Для Fc - P43626

Артикул: CM0010467



введение

Конъюгированное с APC кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD158a/KIR2DL1. Предназначено для проточной цитометрии для анализа экспрессии и функции ингибиторного рецептора NK-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC Кроличье анти-Человеческое CD158a/KIR2DL1 МАТ
Примечания/Альтернативные названия	NKAT; NKAT1; p58.1; CD158A; KIR221; NKAT-1; KIR-K64; KIR2DL3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3802
ID гена	3802
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-245 человеческого CD158a/KIR2DL1 (NP_055033.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P43626
Молекулярная масса белка	39 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом