

Моноклональное Антитело Арс Против Cd25 Для Проточной Цитометрии - P01590

Артикул: CM0004618

введение

Конъюгированное с АФК кроличье моноклональное антитело к мышиному CD25 (IL-2R α , p55). Валидировано для проточной цитометрии. Идеально подходит для исследований регуляторных Т-клеток и иммунной толерантности на мышиных моделях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC Кроличье антитело к мышиному CD25, клон
Примечания/Альтернативные названия	CD25; IL2r; Ly-43
Вид реагирования	Мышь
GeneID (человек)	3559
GeneID	16184
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 22-236 мышиного CD25 (NP_032393.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P01590
Молекулярная масса белка	31 кДа
Доставка	Холодильный пакет