


Арс-Конъюгированное Моноклональное Антитело Против Cd66В Для Проточной Цитометрии - P31997

Артикул: CM0005866



введение

APC-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD66b (CEACAM8, NCA-95). Антитело распознает антиген CD66b, молекулу клеточной адгезии на нейтрофилах. Поставляется в виде APC-конъюгата для прямого детектирования в приложениях проточной цитометрии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC Кроличье анти-Человеческое CD66b mAb
Примечания/Альтернативные названия	CD67; CGM6; CD66b; NCA-95
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1088
GeneID	1088
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 35-319 человеческого CD66b (NP_001807.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P31997
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом