

Арс-Конъюгированное Моноклональное Антитело Против F4/80 Для Проточной Цитометрии - Q61549

Артикул: CM0009126

введение

АРС-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный антиген F4/80. Валидировано для применения в проточной цитометрии, подходит для детекции макрофагов в образцах мыши. Swisss-Prot Q61549.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АРС Кроличье анти-мышиное F4/80 mAb
Примечания/Альтернативные названия	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	2015
GeneID	13733
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-644 мышиного F4/80 (NP_034260.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q61549
Молекулярная масса белка	102 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом