

Моноклональное Антитело Арс Против Человеческого Cd101/Igsf2 Для Проточной Цитометрии — Q93033

Артикул: CM0011465

введение

Конъюгированное с АФК кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CD101 (IGSF2, V7, EWI-101). Разработано для проточной цитометрии, оно детектирует человеческий CD101 — ингибитор пролиферации Т-клеток, экспрессирующийся на иммунных клетках и дендритных клетках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	APC кроличье антитело против человеческого CD101/IGSF2, моноклональное
Примечания/Альтернативные названия	V7; IGSF2; EWI-101
Вид реактивности	Человек
ID гена (человек)	9398
ID гена	9398
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 21–410 человеческого CD101/IGSF2 (NP_004249.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q93033
Молекулярная масса белка	115 кДа
Условия доставки	Сумка-холодильник со льдом