


Арс-Меченое Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd156C/Adam10 Для Проточной Цитометрии - O14672

Артикул: CM0005537



введение

APC-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий ADAM10 (CD156c). Специально разработано для детекции ADAM10 методом проточной цитометрии. ADAM10 является ключевым шеддазом, участвующим в отщеплении эктодоменов, сигналинге Notch и болезни Альцгеймера. Исследовательский сырьевой материал для ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC Кроличье анти-Человеческое CD156c/ADAM10 мАт
Примечания/Альтернативные названия	RAK; kuz; AD10; AD18; MADM; CD156c; CDw156; HsT18717
Вид	Человек
ID гена	102
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 214-672 человеческого ADAM10 (NP_001101.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O14672
Молекулярная масса белка	84 кДа
Условия доставки	В термопакете со льдом