


Моноклональное Антитело Арс Anti-Human Cd163 Для Проточной Цитометрии — Q86Vb7

Артикул: CM0010996



введение

Конъюгированное с APC мышиное моноклональное антитело, нацеленное на скавенджер-рецептор CD163 (M130) человека. Валидировано для выявления моноцитов и макрофагов методом проточной цитометрии. Идеально подходит для иммунофенотипирования, исследований воспаления и активации макрофагов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мышиное античеловеческое моноклональное антитело CD163, конъюгированное с APC
Примечания/синонимы	M130; MM130; SCAR11
Вид	Человек
Идентификатор гена	9332
Иммуноген	Рекомбинантный белок CD163 человека
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q86VB7
Молекулярная масса белка	125 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом