

Моноклональное Апк-Антитело Против Человеческого Cd24 Для Проточной Цитометрии - P25063

Артикул: CM0005800

введение

Конъюгированное с АПК кроличье моноклональное антитело против человеческого CD24 для проточной цитометрии. Направлено на закрепленный GPI гликопротеин CD24 (8–13 кДа), который экспрессируется на В-лимфоцитах и участвует в их активации и дифференцировке.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АПК кроличье антитело против человеческого CD24 мКл
Примечания/псевдонимы	CD24A; CD24
Вид	Человек
GeneID (человек)	100133941
GeneID	100133941
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1–80 человеческого CD24 (NP_037362.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P25063
Молекулярная масса белка	8 кДа; 13 кДа
Доставка	С пакетом со льдом