


Моноклональное Антитело Кролика Арс К Человеческому Cd28 Для Проточной Цитометрии — P10747

Артикул: CM0008523



введение

Конъюгированное с АПК моноклональное антитело кролика, направленное против человеческого CD28 (Tr44), валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения активации Т-клеток, костимуляции и иммунного гомеостаза. Перекрестно реагирует с человеческим материалом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC Rabbit anti-Human CD28 mAb
Примечания/Псевдоним	Tr44
Вид	Человек
ID гена (человек)	940
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P10747
Молекулярная масса белка	25кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом