

Арс-Конъюгированное Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Cd335/Nkr46 Для Проточной Цитометрии - O76036

Артикул: CM0005913



введение

АПС-конъюгированное моноклональное антитело кролика, нацеленное на человеческий CD335/NKp46 (SWISS: O76036), специально для проточной цитометрии. Реагирует с человеческими НК-клетками, полезно для исследований лизиса опухолевых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АПС Кроличье анти-Человеческое CD335/NKp46 mAb
Примечания/Альтернативные названия	LY94; CD335; NKp46; NK-p46
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9437
ID гена	9437
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-254 человеческого CD335/NKp46 (NP_004820.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O76036
Молекулярная масса белка	21кДа/22кДа/23кДа/32кДа/34кДа
Доставка	В сумке со льдом