

Арс-Конъюгированное Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Cd79A Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточное) - P11912

Артикул: CM0005583



введение

APC-конъюгированное моноклональное антитело кролика, нацеленное на человеческий CD79a (MB1, Ig-alpha). Предназначено для внутриклеточного анализа человеческих В-клеток методом проточной цитометрии (FC). Распознает альфа-цепь антигенного рецептора В-клеток. Мол. масса: 20/25 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC Кроличье анти-Человеческое CD79a mAb
Примечания/Альтернативные названия	IGA; MB1; MB-1; IGAAlpha
Вид	Человек
GeneID (человек)	973
GeneID	973
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 165-225 человеческого CD79a (NP_001774.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклет.)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P11912
Молекулярная масса белка	20кДа/25кДа
Условия доставки	В пакете со льдом