

Моноклональное Антитело Арс Против Человеческого Tlr3 Для Проточной Цитометрии - O15455

Артикул: CM0011928



введение

Конъюгированное с АФК кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого TLR3 (CD283, IIAE2, IMD83). Валидировано для внутриклеточной проточной цитометрии, идеально подходит для изучения врожденных иммунных ответов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC кроличье антитело против человеческого TLR3, моноклональное
Примечания/Альтернативные названия	CD283; IIAE2; IMD83
Вид реагирования	Человек
GeneID (человек)	7098
GeneID	7098
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в области аминокислот 24–339 человеческого TLR3 (NP_003256.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ФЦ (внутриклеточное)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O15455
Молекулярная масса белка	104 кДа
Доставка	Хладоэлемент