

Моноклональное Антитело Против Интегринa Альфа 5 (Itga5/Cd49E) С Конъюгацией Арс Для Проточной Цитометрии - P08648

Артикул: CM0009991



введение

Кроличье моноклональное антитело с конъюгацией APC, направленное против интегринa альфа 5 (ITGA5/CD49e) человека/мыши. Валидировано для проточной цитометрии. Распознает рецептор фибронектина, участвующий в клеточной адгезии. Рекомбинантный иммуноген.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC кроличье мАб против интегринa альфа 5 (ITGA5/CD49e) человека/мыши
Примечания/Псевдоним	FNRA; CD49e; VLA-5; VLA5A
Вид	Человек
GeneID	3678
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 42-995 интегринa альфа 5 (ITGA5/CD49e) человека (NP_002196.4).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P08648
Молекулярный вес белка	115 кДа
Доставка	Сумка со льдом