

Моноклональное Антитело Арс Anti-Lgr5 Для Проточной Цитометрии — O75473

Артикул: CM0010757



введение

Конъюгированное с APC кроличье моноклональное антитело против человеческого LGR5 (GPR49) — рецептора Wnt и маркера стволовых клеток. Подходит для применения в проточной цитометрии при исследованиях кишечного эпителия, волосяных фолликулов и онкологических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC кроличье античеловеческое моноклональное антитело к LGR5 (GPR49)
Примечания/синонимы	FEX; HG38; GPR49; GPR67; GRP49
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	8549
Идентификатор гена	8549
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 480–580 человеческого LGR5 (NP_003658.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	O75473
Молекулярная масса белка	100 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом