

Моноклональное Арс-Меченое Антитело К Мышидиному Cd11С Для Проточной Цитометрии — Q9Qxh4

Артикул: CM0008554

введение

АРС-конъюгированное моноклональное антитело к мышидиному CD11с получено из армянского хомяка. Валидировано для применения в проточной цитометрии. Подходит для изучения адгезии моноцитов, хемотаксиса и воспалительных реакций, опосредуемых интегрином альфа-Х.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC Anti-Mouse CD11c mAb
Примечания/Альтернативные названия	Cr4; N418; Cd11c
Вид	Мышь
GeneID (человек)	3687
GeneID	16411
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Армянский хомяк
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9QXH4
Молекулярная масса белка	129 кДа
Доставка	С пакетом льда