

Моноклональное Антитело APC Anti-Mouse Cd163 Для Проточной Цитометрии - Q2Vlh6

Артикул: CM0012663

введение

Это конъюгированное с APC кроличье моноклональное антитело против CD163 мыши (M130), валидированное для проточной цитометрии. Оно распознает внеклеточный домен CD163 мыши с расчетной молекулярной массой 121-125 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC Rabbit anti-Mouse CD163 mAb
Примечания/синонимы	CD163v2; CD163v3; M130
Вид	Мышь
GeneID (человек)	9332
GeneID	93671
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 39-260 CD163 мыши (NP_444324.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q2VLH6
Молекулярная масса белка	121 кДа/125 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом