

Арс Моноклональное Антитело К Мышиному Cd19 — Мышиный Cd19

Артикул: CM0011116

введение

Конъюгированное с APC крысиное моноклональное антитело, нацеленное на мышиный CD19, для проточной цитометрии. Специфически реагирует с мышиным CD19, обеспечивая анализ иммунных клеток в исследованиях и разработке диагностических методов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC моноклональное антитело к мышиному CD19
Вид	Мышь
Идентификатор гена	12478
Иммуноген	Рекомбинантный белок мышиного CD19
Источник	Крыса
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрёстная реактивность	Мышь
Условия транспортировки	Пакет со льдом