

Моноклональное Антитело APC Anti-Mouse Cd19 Для Проточной Цитометрии - P25918

Артикул: CM0004495

введение

Конъюгированное с АФС кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный CD19, валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для исследований идентификации, дифференцировки и сигналинга В-клеток. Распознает внеклеточный домен, молекулярная масса 60 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	APC Кроличье анти-мышиное антитело CD19 mAb
Примечания/псевдоним	Cd19
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	930
GeneID	12478
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность аминокислот 19-287 мышиногo CD19 (NP_033974.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ФС (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P25918
Молекулярная масса белка	60 кДа
Доставка	Ледяной пакет