

Арс Конъюгированное Моноклональное Антитело К Мышиному Cd44 Для Проточной Цитометрии - P15379

Артикул: CM0008878



введение

Конъюгированное с APC кроличье моноклональное антитело к мышиному CD44, валидированное для проточной цитометрии. Нацелено на рецептор гиалуроната, участвующий в хоминге лимфоцитов, клеточной адгезии и миграции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC кроличье анти-мышиное CD44 mAb
Примечания/Альтернативные названия	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	960
GeneID	12505
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-176 мышиного CD44 (NP_033981.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P15379
Молекулярная масса белка	85 кДа
Условия доставки	С охлаждающими элементами