

Моноклональное Антитело Арс Против Cd49F Мыши Для Fc — Q61739

Артикул: CM0008259

введение

Моноклональное антитело крысы против CD49f мыши, конъюгированное с APC, подходит для проточной цитометрии (FC). Распознаёт интегрин альфа-6 мыши и человека (Q61739). Идеально подходит для изучения клеточной адгезии и функции ламининового рецептора.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC-мАб крысы против CD49f мыши
Примечания/синонимы	Cd49f; VLA-6; 5033401O05Rik
Вид	Мышь
GeneID (человек)	3655
GeneID	16403
Иммуноген	Синтетический пептид, происходящий из CD49f мыши
Источник	Крыса
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь, человек
SWISS	Q61739
Молекулярная масса белка	122 кДа
Условия доставки	Хладагентный пакет