

## Арс Меченое Моноклональное Антитело Против Tcr Г/Δ Мыши - Tcr Г/Δ

Артикул: CM0010744

### введение

Конъюгированное с APC моноклональное антитело, нацеленное на TCR γ/δ мыши, полученное из армянского хомяка. Предназначено для проточной цитометрии (FC), специфично к гамма/дельта Т-клеточному рецептору мыши. Идеально подходит для иммунофенотипирования и диагностических исследований.

[Узнать больше](#)

| Параметр                             | Значение                                         |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Название продукта                    | APC антитело против TCR γ/δ мыши, mAb            |
| Примечания / Альтернативные названия | Tcrdelta; TCRGV1S1; TCRGV2S1; TCRGV3S1; TCRGV5S3 |
| Вид                                  | Мышь                                             |
| ID гена                              | 110066 / 110067                                  |
| Иммуноген                            | Рекомбинантный белок TCR γ/δ мыши                |
| Источник                             | Армянский хомяк                                  |
| Категория                            | Моноклональные антитела                          |
| Применение                           | FC (проточная цитометрия)                        |
| Перекрестная реактивность            | Мышь                                             |
| Условия доставки                     | В пакете со льдом                                |