


Арс-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd223/Lag-3 Для Проточной Цитометрии - P18627

Артикул: CM0012162



введение

АПС-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD223/LAG-3 для проточной цитометрии. LAG-3 является иммунной контрольной точкой, регулирующей активность Т-клеток. Подходит для исследований в области иммуноонкологии и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АПС Кроличье анти-Человеческое CD223/LAG-3 mAb
Примечания/Альтернативные названия	CD223
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3902
ID гена	3902
Иммуноген	Рекомбинантный белок: рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-430 человеческого LAG3 (NP_002277.4)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P18627
Молекулярная масса белка	57 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом