


Моноклональное Антитело (Кроличье) Против Siglec-7/Cd328, Конъюгированное С Аpc, Для Проточной Цитометрии - Q9Y286

Артикул: CM0012594



введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с APC, направленное против человеческого Siglec-7 (CD328, AIRM1). Валидировано для проточной цитометрии (FC). Подходит для исследований ингибирования естественных киллерных клеток и иммунных рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC Кроличье mAb против человеческого Siglec-7/CD328
Примечания/Псевдонимы	p75; QA79; AIRM1; CD328; AIRM-1; CDw328; D-siglec; SIGLEC-7; SIGLECP2; SIGLEC19P; p75/AIRM1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	27036
GeneID	27036
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-144 человеческого Siglec-7/CD328 (NP_055200.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y286
Молекулярный вес белка	51кДа
Доставка	Сумка со льдом