


Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Cd30, Конъюгированное С Апф, Для Проточной Цитометрии - P28908

Артикул: CM0011903



введение

Моноклональное антитело кролика против человеческого CD30 (TNFRSF8, антиген Ki-1), конъюгированное с АПФ. Подходит для анализа экспрессии CD30 методом проточной цитометрии в исследованиях лимфом и активированных лимфоцитов.

[Узнать больше](#)

Название продукта	АПФ-конъюгированное моноклональное антитело кролика против человеческого CD30
Примечания/Синонимы	CD30; Ki-1; D1S166E
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	943
ID гена	943
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот с 19 по 379 фрагмент человеческого CD30 (NP_001234.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P28908
Молекулярная масса белка	14 кДа/50 кДа/63 кДа
Доставка	Холодовая упаковка