

Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Cd301/Clec10A, Конъюгированное С Арс, Для Проточной Цитометрии — Q8Iun9

Артикул: CM0012453



введение

Моноклональное антитело кролика, конъюгированное с APC, специфичное к человеческому CD301/CLEC10A и валидированное для проточной цитометрии. Распознает гликаны с концевыми остатками GalNAc на дендритных клетках, подходит для иммунологических исследований и исследований рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC-меченое кроличье антитело против человеческого CD301/CLEC10A, mAb
Примечания/синонимы	HML; MGL; HML2; CD301; CLECSF13; CLECSF14
Вид	Человек
GeneID (человек)	10462
GeneID	10462
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 61-316 человеческого CD301/CLEC10A (NP_878910.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8IUN9
Молекулярная масса белка	28 кДа/32 кДа/35 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом