

Моноклональные Антитела Кролика Против Человеческого Cd3E, Конъюгированные С Аpc, Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии - P07766

Артикул: CM0004151



введение

Кроличьи моноклональные антитела, конъюгированные с APC, нацеленные на эпислон-цепь человеческого CD3 (CD3E), валидированные для внутриклеточной проточной цитометрии. Идеально подходят для исследований активации Т-клеток и иммунного ответа. Реагируют с человеческим белком. Соответствует UniProt P07766.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC Rabbit anti-Human cCD3 mAb
Примечания/Псевдоним	ТЗЕ; ТCRE; IMD18; CD3epsilon
Вид	Человек
GeneID (Человек)	916
GeneID	916
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклет.)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P07766
Молекулярный вес белка	23кДа
Доставка	Сумка со льдом