

Конъюгированное С Арс Кроличье Моноклональное
Антитело Против Человеческого Cd62L/L-Селектина Для
Проточной Цитометрии - P14151

Артикул: CM0012805



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD62L/L-селектина (SELL), конъюгированное с APC. Предназначено для проточной цитометрии (FC) для обнаружения L-селектина — молекулы клеточной адгезии, участвующей в прикреплении и качении лейкоцитов. Подходит для образцов человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC-кроличье антитело против человеческого CD62L/L-селектина, mAb
Примечания/синонимы	TQ1; LAM1; LEU8; LNHR; LSEL; CD62L; LYAM1; PLNHR; LECAM1
Вид	Человек
GeneID (человек)	6402
GeneID	6402
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 39–332 человеческого CD62L/L-селектина (NP_000646.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P14151
Молекулярная масса белка	42 кДа
Условия доставки	Охлаждающий пакет