


## Арс-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Foxp3 Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточной) - Q99Jb6

Артикул: CM0012414



### введение

АПС-конъюгированное кроличье моноклональное антитело против мышиного Foxp3 (scurfin), валидированное для внутриклеточной проточной цитометрии (FC intra). Обнаруживает мышиный белок Foxp3 с молекулярной массой ~47 кДа. Идеально подходит для изучения развития регуляторных Т-клеток (Treg) и иммунного гомеостаза.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                           |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | АПС Кроличье анти-Мышиное Foxp3 mAb                                                                                |
| Примечания/Алиасы         | sf; JM2; scurfin                                                                                                   |
| Вид                       | Мышь                                                                                                               |
| GeneID (Человек)          | 50943                                                                                                              |
| GeneID (Мышь)             | 20371                                                                                                              |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 мышиного Foxp3 (NP_473380.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                             |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                            |
| Применение                | FC (intra)                                                                                                         |
| Перекрестная реактивность | Мышь                                                                                                               |
| SWISS                     | Q99Jb6                                                                                                             |
| Молекулярная масса белка  | 47 кДа                                                                                                             |
| Доставка                  | В термосумке со льдом                                                                                              |