

Арс-Мышиное Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd11b Для Fc — P11215

Артикул: CM0011721



введение

Конъюгированное с APC мышиное моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD11b (ITGAM, MAC-1). Валидировано для проточной цитометрии, специфично для человека. Молекулярная масса 127 кДа. Для исследований в области иммунологии и врождённого иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC-мышиное моноклональное антитело против человеческого CD11b
Примечания/синонимы	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
Вид	Человек
Идентификатор гена	3684
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого CD11b
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P11215
Молекулярная масса белка	127 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом