

## Арс-Конъюгированное Моноклональное Антитело Мыши Против Человеческого Cd11b Для Проточной Цитометрии - P11215

Артикул: CM0008220



### введение

АПС-конъюгированное моноклональное антитело мыши, нацеленное на человеческий CD11b (Интегрин альфа-M), валидированное для проточной цитометрии. Идеально для исследований врожденного иммунитета, клеточной адгезии, нейтрофилов и моноцитов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | АПС-конъюгированное моноклональное антитело мыши против человеческого CD11b       |
| Примечания/Альтернативные названия | CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6                                            |
| Вид                                | Человек                                                                           |
| GeneID (Человек)                   | 3684                                                                              |
| GeneID                             | 3684                                                                              |
| Иммуноген                          | Синтетический пептид / Синтезированный пептид, полученный из человеческого CD11b. |
| Источник                           | Мышь                                                                              |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                           |
| Применение                         | Проточная цитометрия (FC)                                                         |
| Перекрестная реактивность          | Человек                                                                           |
| SWISS                              | P11215                                                                            |
| Молекулярная масса белка           | 127 кДа                                                                           |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                 |