

Арс-Конъюгированное Моноклональное Антитело Мыши Против Человеческого Cd11C Для Проточной Цитометрии - P20702

Артикул: CM0010354



введение

АПС-конъюгированное моноклональное антитело мыши, нацеленное на человеческий CD11c (ITGAX) для проточной цитометрии. Реагирует с интегрином альфа-X моноцитов и гранулоцитов человека, подходит для исследований воспалительного ответа и адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АПС-конъюгированное моноклональное антитело мыши против человеческого CD11c
Примечания/Альтернативные названия	CD11C; SLEB6
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3687
GeneID	3687
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого CD11c.
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P20702
Молекулярная масса белка	128 кДа
Условия доставки	В термоконтейнере со льдом