


Моноклональное Антитело APC Mouse Anti-Human Cd1A Для Проточной Цитометрии - P06126

Артикул: CM0012327



введение

Моноклональное антитело APC Mouse anti-Human CD1a, предназначенное для проточной цитометрии. Выявляет CD1a, белок, представляющий антигены, на Т-клетках, дендритных клетках и клетках Лангерганса. Реагирует с антигеном человека. Поддерживается комплексными поставками сырья для IVD от CamelBio.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело APC Mouse anti-Human CD1a
Примечания/синонимы	R4; T6; CD1; FCB6; HTA1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	909
Идентификатор гена	909
Иммуноген	Синтетический пептид Синтезированный пептид, происходящий из человеческого CD1a.
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P06126
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом