

Моноклональное Антитело Арс Мыши Против Cd3 Человека Для Проточной Цитометрии — P07766

Артикул: CM0012148



введение

Моноклональное антитело мыши, конъюгированное с APC, против эпсилон-цепи CD3 человека, валидированное для проточной цитометрии. Специфично к поверхностному рецептору Т-клеток; прогнозируемая молекулярная масса составляет 23 кДа. Идеально подходит для иммунного профилирования, исследований активации Т-клеток и сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Характеристика	Подробности
Название продукта	Моноклональное антитело APC мыши против CD3 человека
Примечания/синонимы	Т3Е; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Вид	Человек
GeneID (человек)	916
GeneID	916
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок CD3 человека.
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P07766
Молекулярная масса белка	23 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом