

Моноклональное Антитело Мыши Anti-Human Cd42A (Gpix), Конъюгированное С Арс, Для Проточной Цитометрии - P14770

Артикул: CM0003995



введение

Конъюгированное с APC мышиное моноклональное антитело, направленное против человеческого CD42a (GPIX/GP9), валидированное для проточной цитометрии. Специфично к субъединице гликопротеина IX тромбоцитов комплекса GPIb-V-IX. Подходит для исследований гемостаза, адгезии тромбоцитов и синдрома Бернара-Сулье.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	APC Mouse anti-Human CD42a mAb
Примечания/Псевдоним	GPIX; CD42a
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2815
GeneID	2815
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого CD42a
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P14770
Молекулярный вес белка	19kDa
Доставка	Сумка со льдом