

## Моноклональные Антитела Мыши Против Человеческого Cd45Ro С Меткой Арс Для Проточной Цитометрии - P08575

Артикул: CM0012040



### введение

Конъюгированные с APC мышинные моноклональные антитела, специфичные к человеческому CD45RO, изоформе общего лейкоцитарного антигена PTPRC. Подходят для проточной цитометрии (FC) в исследованиях активации Т-клеток и иммунного профилирования.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | APC Mouse anti-Human CD45RO mAb                                                   |
| Примечания/Псевдоним      | LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105                            |
| Вид                       | Человек                                                                           |
| ID гена (Человек)         | 5788                                                                              |
| ID гена                   | 5788                                                                              |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид   Синтезированный пептид, полученный из человеческого CD45RO |
| Источник                  | Мышь                                                                              |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                           |
| Применение                | FC                                                                                |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                           |
| SWISS                     | P08575                                                                            |
| Молекулярный вес белка    | 136 кДа                                                                           |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                    |