

Мышинная Моноклональная Антитела Арс К Человеческому Cd56 Для Проточной Цитометрии (Fc) - P13591

Артикул: CM0012255



введение

Конъюгированная с APC мышиная моноклональная антитела, направленная против человеческого CD56 (NCAM1), валидирована для проточной цитометрии. Подходит для изучения клеточной адгезии в нервной системе, механизмов проникновения вирусов и биологии натуральных киллеров (NK-клеток). Реагирует с изоформами человеческого белка с молекулярной массой от 40 до 95 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC мышиная антитела к человеческому CD56, мКА
Примечания/Синонимы	CD56; NCAM; MSK39
Вид мишени	Человек
ID гена	4684
Иммуноген	Синтетический пептид, производный от человеческого CD56
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13591
Молекулярная масса белка	40 кДа/73 кДа/80 кДа/83 кДа/93 кДа/95 кДа
Доставка	С ледяным пакетом