

Мышиное Античеловеческое Моноклональное Антитело Арс К Cd62P/P-Селектину - P16109

Артикул: CM0012323



введение

Конъюгированное с APC мышиное моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD62P/P-селектин. Валидировано для проточной цитометрии, подходит для изучения роллинга лейкоцитов, клеточной адгезии и воспаления в моделях эндотелиальных клеток и тромбоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Мышиное античеловеческое моноклональное антитело APC к CD62P/P-селектину
Примечания/синонимы	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM
Вид	Человек
GeneID (человек)	6403
GeneID	6403
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого CD62P/P-селектина.
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P16109
Молекулярная масса белка	91 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом