

Арс-Конъюгированное Моноклональное Антитело Мыши Против Человеческого Tcr A/B Для Fc - P01848

Артикул: CM0004324



введение

APC-конъюгированное моноклональное антитело мыши, нацеленное на константную область альфа-цепи человеческого TCR (TRAC). Валидировано для проточной цитометрии (FC) для детекции человеческих TCR α/β + Т-клеток. Идеально для иммунофенотипирования и исследований Т-клеточного рецептора.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	APC-конъюгированное моноклональное антитело мыши против человеческого TCR α/β
Примечания/Альтернативные названия	IMD7; TCRA; TRA@
Вид	Человек
Gene ID (Человек)	6955
Gene ID	6955
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого TCR α/β
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01848
Молекулярная масса белка	16 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом