

Арс-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело Против Ddddk-Terґ - Ddddk Terґ

Артикул: CM0005907

введение

APC-конъюгированное кроличье моноклональное антитело против DDDDK-теґа, подходящее для проточной цитометрии (FC), включая внутриклеточное окрашивание. Видонезависимая перекрестная реактивность обеспечивает широкое применение в детекции меченых белков и исследовательских приложениях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	APC Rabbit anti DDDDK-Tag mAb
Примечания/Альтернативные названия	DDDDK; DDDDK tag; DDDDK-tag
Вид	Человек
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий DDDDK-terґy
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC, FC (внутриклеточное)
Перекрестная реактивность	Видонезависимая
Условия доставки	В пакете со льдом