

Арс Кроличье Моноклональное Антитело Против Фрагмента IgG (Fc) Козы

Артикул: CM0012313

введение

APC-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, специфичное к фрагменту IgG (Fc) козы. Валидировано для применения в проточной цитометрии (FC). Позволяет детектировать иммуноглобулины козы в мультиплексных иммуноанализах и диагностических исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC Кроличье антитело против фрагмента IgG (Fc) козы, моноклональное
Вид	Коза
Иммуноген	Рекомбинантный белок фрагмента IgG (Fc) козы
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Коза
Условия доставки	В пакете со льдом