


Арс-Меченое Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Аннексину A1/Anxa1 Для Проточной Цитометрии - P04083

Артикул: CM0008806



введение

APC-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий Аннексин A1/ANXA1. Предназначено для применения в проточной цитометрии с человеческими образцами. Аннексин A1 — это кальций-зависимый фосфолипид-связывающий белок, участвующий в противовоспалительных реакциях, дифференцировке Т-клеток и фагоцитозе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC-меченое кроличье моноклональное антитело к человеческому Аннексину A1/ANXA1
Примечания/Алиасы	ANX1; LPC1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	301
ID гена	301
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 2-346 человеческого Аннексина A1/ANXA1 (NP_000691.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P04083
Молекулярная масса белка	39 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом