

Арс Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd10 Для Проточной Цитометрии - P08473

Артикул: CM0008036



введение

Конъюгированные с APC кроличьи моноклональные антитела, нацеленные на человеческий CD10 (CALLA/неприлизин), для проточной цитометрии. Распознают металлопротеазу, кодируемую геном MME, участвующую в деградации опиоидных пептидов и АНФ. Валидированы на образцах человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC Кроличьи мАт против человеческого CD10
Примечания/Псевдоним	NEP; SFE; CD10; CALLA; CMT2T; SCA43
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4311
ID гена	4311
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 52-750 человеческого CD10 (NP_000893.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08473
Молекулярный вес белка	86кДа
Доставка	Сумка со льдом