

Кроличье Моноклональное Антитело Арс Против Человеческого Cd117/C-Kit Для Fc — P10721

Артикул: CM0008159



введение

Конъюгированное с APC кроличье моноклональное антитело против человеческого CD117/c-Kit (P10721) для проточной цитометрии. Этот рецепторный тирозинкиназный белок с молекулярной массой 110 кДа необходим для гемопоэза, поддержания стволовых клеток и развития тучных клеток. Подходит для исследовательских применений в области ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело APC против человеческого CD117/c-Kit
Примечания/синонимы	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC
Вид	Человек
GeneID	3815
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26–520 человеческого CD117/c-Kit (NP_000213.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P10721
Молекулярная масса белка	110 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом