


Моноклональное Антитело Арс Кролика Против Человеческого Cd11A Для Проточной Цитометрии — P20701

Артикул: CM0004467



введение

Конъюгированное с APC кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CD11a (интегрин альфа-L, LFA-1), для проточной цитометрии. Подходит для изучения адгезии лейкоцитов, миграции и формирования иммунного синапса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело APC кролика против человеческого CD11a
Примечания/алиасы	CD11A; LFA-1; LFA1A
Вид	Человек
ID гена (человек)	3683
ID гена	3683
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-340 человеческого CD11a (NP_002200.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P20701
Молекулярная масса белка	118кДа/129кДа/134кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом