

Моноклональное Кроличье Афк Антитело Против Человеческого Cd123 Для Проточной Цитометрии — P26951

Артикул: CM0008182



введение

Конъюгированное с АФК кроличье моноклональное антитело к человеческому CD123 (IL-3R α) для проточной цитометрии (ПЦ). Подходит для гематопозитических исследований; специфично связывается с человеческим CD123 с молекулярной массой белка ~43 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье АФК моноклональное антитело против человеческого CD123
Примечания/Алиасы	IL3R; CD123; IL3RX; IL3RY; IL3RAY; hIL-3Ra; IL-3R-alpha
Вид	Человек
ID гена	3563
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-378 человеческого CD123 (NP_002174.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P26951
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом