

Арс-Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd153 Человека Для Fc - P32971

Артикул: CM0012385

введение

Конъюгированное с APC кроличье моноклональное антитело, направленное против CD153 человека (CD30L, TNFSF8). Распознает CD153 человека, валидировано для проточной цитометрии. Подходит для исследований пролиферации Т-клеток и взаимодействия CD30/CD153.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC-кроличье моноклональное антитело против CD153 человека
Примечания/синонимы	CD153; CD30L; CD30LG; TNLG3A
Вид	Человек
GeneID (человек)	944
GeneID	944
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 63-234 CD153 человека (NP_001235.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P32971
Молекулярная масса белка	26 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом